Infinite® 200 PRO.

機種選定に迷ったら Tecan のマルチ検出モードプレートリーダー



Infinite 200 PRO マルチ検出モードプレートリーダー

6つの ラインナップ から選択 ニーズとご予算に合わせて、お選びください。

モノクロメーター方式(3種類)、フィルター方式(2種類)、 発光専用モジュール(1種類)

研究現場での 実績多数

国内納入実績 2000 台

実績と高信頼性の Infinite シリーズ

予算申請に 最適な 価格帯

バインディングアッセイ (TR-FRET、FP、マルチカラー発光)

に対応するラインナップを魅力的な価格でご提供致します。

【構成例】Lumi (マルチカラー発光対応) ¥1,810,500 ~ F Nano+ (TR-FRET 対応) ¥2,343,300 ~

	モノクロメーター方式			フィルター方式		発光専用 モジュール
製品名測定モード	Infinite 200 PRO M Nano*(1)	Infinite 200 PRO M Nano+	Infinite 200 PRO M Plex	Infinite 200 PRO F Nano+	Infinite 200 PRO F Plex	Infinite 200PRO Lumi
吸光測定 モノクロメーター	•	•	•			
吸光測定 フィルター				•	•	
蛍光測定 モノクロメーター		•	•			
蛍光測定 フィルター				•	•	
上方蛍光測定		•	•	•	•	
下方蛍光測定		•	•	•	•	
蛍光偏光 フィルター					•	
発光測定			•		•	•
価格(税別)	¥1,984,500	¥3,853,400	¥4,360,900	¥2,343,300	¥3,083,100	¥1,810,500

- (1) NanoQuant Plate (1 ng/µL までの低濃度核酸定量。一度に 16 サンプル測定可能) 付き
- 上記価格にはコントロール用 PC (¥353,100 ~、Excel ソフトウェア含む) および Magellan データ解析ソフトウェア (¥231,400 ~) は含まれておりません。
- インジェクター (最大 800 µL/ストローク (1 µL ステップ)) などのオプションについては別途お見積りいたします。

Infinite 200 PRO マルチ検出モードプレートリーダー

主な 研究分野

ゲノミクス、遺伝子発現、プロテオミクス、 シグナル伝達、がん研究、免疫学、再生医療、 遺伝子診断、ドラッグディスカバリー、 細胞生物学、抗体医薬 など



主なアプリケーション 対応機種リスト

		モノクロメーター方式			フィルター方式		発光専用 モジュール
測定モード	アプリケーション	Infinite 200 PRO M Nano*	Infinite 200 PRO M Nano+	Infinite 200 PRO M Plex	Infinite 200 PRO F Nano+	Infinite 200 PRO F Plex	Infinite 200 PRO Lumi
吸光測定	核酸定量	•	•	•	•	•	_
	タンパク質定量	•	•	•	•	•	_
	ELISA	•	•	•	•	•	_
蛍光測定	蛍光	_	•	•	•	•	_
	TRF	_	•	•	•	•	_
	FRET	_	•	•	•	•	_
	TR-FRET	_	_	_	•	•	_
	ORAC	_	•	•	•	•	_
	FP	_	_	_	_	•	_
発光測定	DLR	_	-	•	_	•	•
	BRET	_	-	•	-	•	•

- Infinite 200 PRO の詳細および仕様につきましては製品ページをご覧ください。
- ●掲載されている内容および価格は 2023 年 4 月現在のものです。
- ●価格には消費税は含まれていません。また、価格は希望小売価格であり、販売代理店が自主的に設定する販売価格を拘束する ものではありません。
- ●仕様、外観、価格などは予告なく変更する場合があります。また、仕様により価格が異なる場合があります。

製品ページ: https://lifesciences.tecan.co.jp/plate_readers/infinite_200_pro

E-mail: infojapan@tecan.com



販売代理店

テカンジャパン株式会社

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 川崎テックセンター

TEL: 044-556-7311/FAX: 044-556-7312 大阪営業所 TEL: 06-6305-8511/FAX: 06-6305-3167 infojapan@tecan.com, https://www.tecan.co.jp

